



Instalacja



Dane dotyczące zamówień

630	A	B	C	D	-E	-F	G
Seria 630	Kolektor	Ustawienie	Przewody	Stacje	Montowanie	CGA	Dodatki
	1: Kolektor cieczy	0: Jednokierunkowy RH	1: 72" nierdzewna stal CGA 440	P: Rura odprowadzająca	1: Montowanie ścienne	001	P: Rura odprowadzająca
		1: Jednokierunkowy LH	2: 72" nierdzewna stal CGA 440	1: Jeden	02: Paski montażowe		
		2: Dwukierunkowy RH & LH	4: 72" nierdzewna stal CGA 440	2: Dwa			
			5: 72" nierdzewna stal CGA 440	3: Trzy			
				4: Cztery			
				5: Pięć			
				6: Sześć			
				7: Siedem			

Dane dotyczące zamówień

Opcja	Numer	Opis
Kriogeniczne węże	Patrz strona 57	Węże przekazujące ciecz
Adapter mosiężny	550-0760	½" M-NPT i CGA 295, mosiądz
Adapter mosiężny tlenu	835-0046	½" M-NPT i CGA 440, mosiądz
Złączka mosiężna	830-6435	½" M-NPT by 1" mosiądz
Zawór zwrotny	835-0034	½" F-NPT, mosiądz